

MANUAL DE MANUSEIO E ESTOCAGEM DOS COLCHÕES

1) OBJETIVO:

1.1) Garantir a qualidade dos colchões fabricados pela Prorelax , desde o manuseio e estocagem nos depósitos e lojas, até chegar às mãos do consumidor.

2) APLICAÇÃO:

2.1) Aplica-se aos Atacadistas e Varejistas

3) MANUSEIO:

O manuseio dos produtos devem seguir as seguintes orientações:

3.1) Ao manusear os colchões de molas, sempre solicitar ajuda de outra pessoa para evitar danos no produto e na embalagem.

3.2) Apenas os colchões de espumas podem ser transportados por uma pessoa.



3.3) Os colchões podem também ser transportados com carrinho transportador, cujo equipamento seja adequado para esta finalidade.



3.4) Ao manusear ou transportar, não é recomendado jogar, arremessar ou soltar os colchões no momento do armazenamento, é necessário cuidado para garantir a qualidade dos produtos.

3.5) Não puxar os colchões pelo pillow e nem pelas embalagens plásticas. Sempre apoiar as mãos embaixo do colchão.

3.6) Não rolar o Colchão no chão, nem apoiar nos cantos. Para apoiá-lo o correto é usar sempre a cabeceira.

3.7) Também não deve flexionar, dobrar o colchão, na horizontal ou na vertical.

3.8) Para transportar os colchões não devem ser utilizadas cordas e fitas para fixar os colchões sem proteção rígida na base, no topo e nas laterais. Isto é necessário para evitar a deformação dos colchões nas armações das cargas.

4) ESTOCAGEM

4.1) A organização do depósito é essencial, deve estar sempre em bom estado de conservação, arejado, limpo, sem goteiras e sem umidade.

4.2) Os colchões devem ser empilhados sempre na horizontal, com os mais pesados e com maior densidade por baixo.



4.3) Os boxes devem ser empilhados com o lado dos pés voltados para cima.

4.4) Não colocar objetos e outros produtos em cima dos colchões a fim de evitar danos aos mesmo.

4.5) A altura da pilha de colchões deve ter no máximo 1,90 metros.

4.6) Não deixar os colchões em contato direto com o chão, usar sempre uma proteção. Jamais empilhar colchões com palletes menores do que o tamanho do colchão, o ideal é para cada medida de colchão uma medida de pallet.

Seguindo as orientações acima, a qualidade dos produtos estará garantida.